


医薬品の光安定性試験、素材の耐光性試験に

プログラム 光安定性試験器

Light Stability Testing Device **LST-2000型**

LST-2000

■操作部




カラータッチパネルで多彩な表示を行ないます。



■ノーマルモード（定値）画面



■プログラムモード画面



■メンテナンスモード表示画面



■グラフィック表示画面



食品、化成品、原材料の耐光性・環境試験に

- 照度、温度、湿度、近紫外線を制御します。照度調節は17000Lxまで、温度調節は60℃まで、湿度調節は75% RHまでと食品・化成品・原材料などの耐光性試験、環境試験を高い精度と再現性で対応します。照度は光センサにより無段階調光されるので光源ランプの劣化による照度低下が少なく安定しています。
- 運転モードは定値、プログラムの2タイプ、ユーザープログラム（10セグメント×4パターン）、オートスタート・ストップのプログラム運転が行なえます。各種出力端子によって運転状況をコンピュータ管理でき、バリエーションにも対応できます。
- 風量を調節できるので、粉状サンプルも使用できます。
- 蛍光灯、加湿器、フィルターなどの各稼働積算時間を表示しますので、清掃や交換時期などが容易に確認できます。
- 記録計出力端子、RS-232C通信端子を標準装備しています。

製 品 名		プログラム光安定性試験器
型 式		LST-2000
製 品 コ ー ド No.		220730
対 流 方 式		下降気流方式
性 能	温度調節範囲・精度	5~60℃ (10~60℃ 3000Lx以上)・±0.5℃
	温度分布精度	±4.0℃
	湿度調節範囲・精度	50~75% RH・±5.0% RH
	湿度分布精度	±6.0% RH以内
	照度調節範囲・精度	500~17000Lx無段階調光(10Lx単位)・±100Lx
	照度分布精度	±6%以内
機 能	近 紫 外 線 強 度 測 定 範 囲	0~1.20mW/cm ² (積算照度・近紫外線強度値は同時設定が可能)
	温度・湿度制御	モード1: ヒータP.I.D制御 SSR出力 モード2: 冷凍機ON-OFF制御・P.I.D制御
構 成	霜 取 り 機 能	1.自動制御式(運転時) 2.強制手動式(手動開始、自動停止)
	安 全 機 能	アラーム機能(センサ異常、ヒータ断線、上限・下限温度警報、停電、SSR、過昇・過冷防止、温度勾配、冷却不良)、 独立過昇・過冷防止機能(独立回路 可変設定5℃間隔) 漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、 冷凍機高圧圧カスイッチ
	付 属 機 能	温度補正、メンテナンスモード、RS-232C接続端子、 記録計出力端子、アラーム出力端子、USB差込口 (CF専用)
規 格	ヒ ー タ	800W
	冷 凍 機 ・ 冷 媒	空冷式 出力300W・R134a
	照 明	白色蛍光灯40W×12本+近紫外線灯40W×3本
	加 湿 器	超音波加湿(発振器寿命:約10,000時間)
	内 装	NSSC180・ガラス
	庫内寸法(mm)・容量	520W×520D×1085H・約290L
	棚板耐荷重・材質	等分布Max.25kg/枚・ポリエチレンコーティング
	棚 板 付 属 枚 数	3枚
	棚ピッチ・段数	50mm・17段
	サービスコンセント	2個口(合計Max.1A)
格	ケ ー ブ ル 孔	左右2箇所 内径40mm
	加 湿 用 供 給 水	蒸留水またはイオン交換水(ポリタンクまたはカートリッジ純水器) 電気伝導度10μS/cm以下
	記 録 計 出 力	測定温度1℃/0.02V 測定湿度1% RH/0.02V 測定照度1000Lx/0.1V 測定近紫外線0.1mW/cm ² /0.02V 測定室温1℃/0.02V(出力:0~2V) 精度±2% FS
使用周囲温度範囲		5~35℃
外 寸 法(mm)・質量		720W×854(959)D×1800H・約270kg
電源入力・電源電圧		25A、2.5kVA・AC100V 50/60Hz
価 格		¥3,633,000
付 属 品		ポリタンク(20L)、ドレンバット、排水ホース、給水ホース、 RS-232C通信ケーブル、通信ソフト ESMon


- ※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。加湿状態により異なります。
- ※設定温度10℃以下で長期連続運転(1日以上)する場合は、1日1回デフロスト動作を行ってください。
- ※デフロスト動作中は多少温度は上昇します。モード1の場合は使用条件によっては温度調節精度が悪くなる場合があります。
- ※湿度制御範囲、湿度調節精度は条件(設定温度等)により異なります。
- ※電源プラグは付属していません。別途必要です。別途お見積りいたします。
- ※発振器寿命は加湿器が常時ONした場合の寿命です。実際には、P.I.D制御により設定湿度に応じて加湿器がONしますので、この数値はさらに伸びます。
- ※電源電圧の保証値は、AC100V±5V以内です。
- 照度分布精度は中段(下から10段目)と下段(下から3段目)に、照度計を棚中央と放射線上に棚中央から180mm離れた8点の位置で計測した値です。

POINT 付属の専用ソフトで遠隔操作、データ加工

簡易計測・制御ソフト ESMon

RS-232C通信ケーブルを介して、パソコンで温度が遠隔操作でき、トレンドデータを加工できます。

※ノーマルモードのみ、プログラムモードには対応しません。



ESMon動作環境

オペレーティング : Windows98/98SE/Me/NTver4/2000/XP
システム /vista/7

C P U : Pentium以上(PentiumIII 800MHz以上推奨)


ハードディスク : 15MB以上の空き容量が必要です。データを記録する場合は、より大きな容量が必要です。

メモリー : オペレーションシステムにより異なりますが、128MB以上を推奨します。

通信 : シリアルインターフェース(COM1など)が必要です。シリアルインターフェースがついていないPCなどをお使いの場合は、市販の「USB-シリアル変換ケーブル」などをご使用ください。

データ

■冷却・加温曲線




■照度・近紫外線強度分布

条件 : 室温20°C、設定25°C、湿度70%、照度15000Lx、AC100V 50Hz、白色蛍光灯12本+近紫外線ランプ3本、庫内無負荷


測定位置	照度 (Lx)			近紫外線 (mW/cm ²)		
	上段	中段	下段	上段	中段	下段
①	10200	15040	15590	0.136	0.277	0.300
②	9610	14980	15140	0.088	0.238	0.265
③	10510	15900	15720	0.136	0.267	0.292
④	10360	15590	15920	0.181	0.351	0.351
⑤	9880	15000	15410	0.095	0.292	0.304
⑥	10840	15970	16310	0.165	0.360	0.365
⑦	9110	15110	15130	0.140	0.319	0.316
⑧	8780	15570	15860	0.160	0.374	0.391
⑨	9300	15310	15650	0.141	0.310	0.319

照度センサのレイアウトと測定位置




■相対分光放射強度

白色蛍光灯




UVランプ




■加湿制御範囲

照明なし (室温20°C)



蛍光灯点灯 (室温20°C)



オプション



製品名	回転試料テーブル
型式	LST-7
製品コードNo.	111000
回転数	自転4rpm・公転6rpm
試料皿	φ108mm×7枚
等分布耐荷重	Max.0.5kg/枚
外寸法(mm)	380W×380D×135H
電源入力・電源電圧	0.03A、3VA・AC100V 50/60Hz
価格	¥179,000

※LST-7型のペットボトル用タイプ製作もいたします。お問合せください。

D65ランプ (40W)

白色蛍光灯に比べ近紫外線出力が高く、太陽光の波長特性に近い性質を持った蛍光灯です。

製品コードNo.185360

価格 ¥6,600/1本

加湿用純水連続供給装置

専用の水道直結型のイオン交換筒です。長期加湿運転の場合に使用してください。

製品コードNo.217480

価格 ¥148,500

ポリタンク架台

製品コードNo.144210

価格 ¥20,000

近紫外線灯 (40W)

製品コードNo.144400

価格 ¥22,400/6本

近紫外線灯だけで運転する時は、標準の蛍光灯をすべて交換してください。

工場オプション

LST-2000型記録計付

LST-2000K型

製品コードNo.220870

価格 ¥3,980,000

搭載記録計はSRF106型(P.479参照)です。なお、LST型への記録計の後付けは、当社工場で行います。お問合せください。

販売中止
2013.7

LST-2000型高照度タイプ

LST-2000L50型 (50Hz)・LST-2000L60型 (60Hz)
最大照度を約50000Lxにアップできます。

LST-2000L50型 (50Hz)

製品コードNo.220880

価格 ¥3,865,000

LST-2000L60型 (60Hz)

製品コードNo.223210

価格 ¥3,865,000

LST-2000型右開き仕様

LST-2000R型

製品コードNo.222370

価格 ¥3,633,000

■棚板

(LTI・SLI・KCL・FLI・LST型用)




LTI-SD 型用

対象機種	製品コードNo.	数量	価格
SLI-220	198000	1	¥ 3,000
SLI-400・700・1200	197290	1	¥ 6,600
LTI-700・1200	197540	1	¥ 8,800
LTI-400E・700E・KCL (鉄・PEコーティング)	214530	1	¥ 8,900
LTI-1200E	214530	1	¥ 8,900
LTI-601SD・1001SD	111610	1	¥ 8,900
FLI-2000、LST-2000	208130	1	¥ 6,600
KCL-2000、LTI-700・1200・700E・1200E (SUS製)	241630	1	¥15,300

■レコーダ

(LTI・SLI・KCL・FLI・LST型用)




μR-10000

対象機種	型 式	製品コードNo.	価格
SLI-400・700・1200	μR-10000	217060	¥275,000
LTI-E・SD			
KCL-2000、FLI-2000			
LST-2000			

※詳細は各製品の本文頁またはP.479をご参照ください。
※SLI型、LTI-E・SD型はオプションの記録計出力端子が必要です。

■棚板支え

(LTI・SLI・KCL型用)



対象機種	製品コードNo.	数量	価格
SLI-400・700・1200	197280	1組	¥2,200
LTI-700・1200	204980	1組	¥4,800
LTI-400E・700E・KCL			
LTI-1200E	210450	1組	¥4,800
LTI-601SD・1001SD	100390	1組	¥4,800

※SLI-220型は棚支えは必要ありません。
※FLI-2000型、LST-2000型は棚板に棚支えがセットになっています。

■記録計出力ケーブル

対象機種	製品コードNo.	価格
SLI-400・700・1200	147570	¥12,100
LTI-E・SD		
KCL-2000		

※SLI型、LTI-E・SD型はオプションの記録計出力端子が必要です。

■通信ケーブル

対象機種	製品コードNo.	価格
LTI-SD	167370	¥23,100
KCL-2000、FLI-2000		
LST-2000		

規格：Dsub25P-Dsub9P、クロス、4m
※LTI-SD型はオプションのRS-232Cが必要です。

■専用架台

(LTI・SLI型用)



対象機種	型 式	製品コードNo.	価格
SLI-400	HSS-40CA	197220	¥44,000
SLI-700	HSS-70CA	209330	¥44,000
LTI-400E・700E・700	HSS-43C	197530	¥66,000
LTI-601SD	HSS-41C	100320	¥74,800

■台車

対象機種	製品コードNo.	価格
LTI-400E・700E・700	210500	¥22,000

※高さ85mmのロータイプです。アジャスターとキャスター付きですので設置、移動に便利です。

■ケーブル孔栓 (LTI・SLI・KCL型用)

対象機種	製品コードNo.	価格
LTI-SD	111690	¥5,900
LTI、LTI-E、SLI、KCL	170240	¥3,100

■減圧弁接続ユニット (KCL-2000型)

カートリッジ純水器ERN型との接続の際に必要なユニットです。
ERN型の標準部品と交換して使用してください。

製品名	製品コードNo.	価格
減圧弁接続ユニット	190860	¥16,000

■関連商品 (詳細は各製品の本文頁をご参照ください)




振盪機 (P.354～357) を恒温器に入れて使用できます。

振盪機	対象恒温器	LTI型	SLI型	FLI型	MTI型
MMS-110・210・310・410・510型		1	1	2	1
MMS-3010・4010・5010型		—	—	2	—

※SLI-220型には収納できません。
※使用するフラスコや試験管などの容器、ホルダーの種類や角度、使用温度によっては使用できない場合もあります。

■振盪機用棚板 (LTI・SLI型用)




SLI-400～1200型、LTI-700・1200型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。

対象機種	型 式	製品コードNo.	価格
SLI-400・700・1200	HSI-1	197270	¥16,500
LTI-400E・700E・700・1200	HSI-2	197560	¥27,500
LTI-1200E	HSI-3	210440	¥27,500

※LTI-601SD・1001SD型用の振盪機用棚板は特注にて対応いたします。
※FLI型は振盪機用棚板なしで設置が可能です。

■振盪機組込み時の目安 (SLI・LTI型)



型 式	①棚板最下段からの庫内有効高さ (mm)	②振盪機設置時庫内有効高さ (mm)
SLI-400	335	215
SLI-700	600	480
SLI-1200	1020	900
LTI-700	430	310
LTI-1200	930	810
LTI-400E	320	200
LTI-700E	560	440
LTI-1200E	880	760
LTI-601SD	390	270
LTI-1001SD	860	740

庫内有効高さ④＝②－使用する振盪機の高さ③ (P.354～357参照)
例) SLI-700型で振盪機オプションのスプリング式万能振盪機 (高さ) 70mmを使った場合。
④＝480－70＝410 (mm)